

生活
の
衛
生
と
健
康

PAT.P

感染症対策用品 カタログ



安心と安全の環境づくり

一般社団法人



消毒抗菌高度技能認定協会

法人会員

Willcom Co.,LTD.

Ver1_1

■ 検温付アルコールディスペンサー

- 非対面・非接触による検温とアルコール消毒を行えます。
- 卓上、またはスタンドを取付けることでどちらでも使用可能です。

タンク容量:1.3L / アルコール噴射量 約0.5ml(1回)
付属のACアダプターまたは単三電池4本でも使用可能です。
掲示用POP付属。
※アルコールジェルは使用不可です。



①検温

②消毒

商品サイズ 140*400*110(mm)



伸縮
できます



可動域
約30cm



高さ調整可能で
お子様にも安心!

●モバイルバッテリーでの駆動も可能です。



AC電源がとれない場所への設置
や、電池交換の手間を省けます。

10000mAh で
約1週間
使用可能

品番	JAN	本体価格(税別)
AKA-001F	4525238522903	¥23,780
ディスペンサーとスタンドのセット品になります。		
AKA001-A	4525238522675	¥18,800
ディスペンサー単体となります。		
CAMB-01	4525238522972	¥4,500
専用のケーブルと10000mAhのモバイルバッテリー		

■ NANO STYLE MIST

USB
充電式

- アルコールを超微粒子ミストとして噴霧します。
- 場所を選ばず様々な場所に設置できるコンパクトサイズ。

- 1 手をかざすとセンサーが反応
(約0.25秒)
- 2 手の表裏にナノミストを噴射します。
(最大約15秒)
- 3 手を離すと自動で噴射が止まります。

オートセンサーによって
手をかざすだけで自動噴射



商品サイズ 55*91*77(mm)

品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
KA013-WH	4525238522514	¥3,480	2個

■ ZEALアルコール75

- 除菌・消臭に優れたエタノール製剤です。

主成分:エタノール 67.89%
乳酸ナトリウム: 0.025%
精製水:32.085%
(アルコール濃度75度)

※樹脂製品は変色や白化の可能性がございます。
対象物によってはタオル等にスプレーしてから拭いて下さい。
※手指除菌剤としてもご利用いただけます。



品番	JAN	タイプ	本体価格(税別)	発注単位
A75-30	4525238522507	30ml スプレー	¥348	100本
A75-100	4525238522545	100ml スプレー	¥698	50本
A75-500	4525238522361	500ml スプレー	¥1,350	10本
A75-4L	4525238522378	4L 詰替え用	¥4,980	4本

■ 非接触体温測定 & AI顔認証システム

- 世界最高クラスの顔認証技術と自動検温装置を組み合わせた非接触型の入退場管理システムです。

顔認証 + 非接触自動検温システム + 勤怠管理

非接触型 自動検温機能 + 勤怠管理機能

運用例



既存の勤怠システムと
CSVでの連携も可能です。

勤務表					
氏名	出勤	退勤	休憩	残業	合計
mpk_dev	出勤	11:52 (26.5℃)			
mpk_dev	退勤	11:53 (26.7℃)			



AI顔認証で勤怠・入退場を自動管理

「異常体温」が検出されると、管理者にアラートメールが届きます!




非接触で退勤打刻と検温

事前に従業員や会員顧客の顔データを登録しておき、オフィスの入口に置いたカメラによって非接触で、出退勤打刻と検温を同時に行います。



管理者に通知メール

体温があらかじめ設定した温度を超えていた場合は、管理画面にアラートが出て管理者に通知メールが届きます。



異常体温者に対して入室を制限

高熱の疑いのある従業員や顧客会員への再検温、入室制限などの措置をとることができます。

導入シチュエーション
様々な施設等に導入されています。



オフィス・店舗



宿泊施設



イベント会場



フィットネスマジ



公共施設

品番	JAN	本体価格(税別)
BZAI-001	4525238523399	¥248,000

NDIRセンサー搭載 卓上二酸化炭素濃度計

USB
充電式

充電時間:約3時間
連続使用時間:約5時間
CO2濃度測定範囲:400~5000ppm
測定温度範囲:-10~50℃
測定湿度範囲:20~85%
バッテリー:DC5V/2000mAh

サイズ 90*90*50(mm)



品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
RS-E1625	4582548296740	¥9,800	3個

サーキュレーター

●部屋の空気の循環や換気にご使用ください。

上下に90度手動で傾けられます。
左右に80度自動首振り機能搭載。



定格消費電力:28W
定格周波数:50~60Hz
回転数:1300(弱)/1800(中)/2400(強)rpm

※付属のリモコン及び本体パネルにて調節可能です。

サイズ 322*260*234(mm)



品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
RS-E1747	4582548301192	¥6,980	3個

ミストスプレーガン with モバイルバッテリー同梱セット

USB
充電式

●液体をミスト状にして広範囲に
噴射します。(約1m)

ブルーライト搭載

噴射時には
ブルーライトが点灯

充電時間:約2時間
タンク容量:380ml
噴射距離:1m
定格電圧:3.7V
定格消費電力:15W

※モバイルバッテリー同梱で
すぐにご使用できます。

サイズ 192*223*65(mm)



品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
KA039-WH	4525238523405	¥6,980	3個

UV-C紫外線除菌ライト

USB
充電式

●185~254nmのUV-C紫外線と
オゾンで殺菌します。



殺菌範囲:5㎡~9㎡

充電時間:約2時間

●約15分で自動的に消灯します。

●一回の充電で30分(2回分)使用できます。

※必ず人のいない空間でご使用ください。特に子供、
乳幼児の側での使用は絶対におやめください。

サイズ 170*Φ35(mm)



品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
WVUV-001-BK	4525238522668	¥3,980	2個

衛生用品

サラサラエチケットマスク

●耳が痛くなりにくいガーゼバンド採用。
●1箱に50包の個別包装になっています。

材質:不織布マスク

耳が痛く感じない
ガーゼバンド



品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
KA016-50	4525238522651	¥990	40箱

折りたたんでコンパクトなマスクケース

●ご持参マスクを収納するケースにより、
用途別に交換装着での利用を促進。

1セット50個入り

使い方は
超簡単!


①開いた状態のケースに
マスクをのせます。



②半分に折り畳みます。



③さらに折り畳み耳ひもを
くぼみに掛けます。



④以上で完成です!



品番	JAN	本体価格(税別)	発注単位
KA019-50	4525238522835	¥990	40セット

■ 1.7L超音波加湿器

噴霧+サーキュレーターにより、効果的に散布します。



希釈用 250ml 使用で
約 **20** 日
(8h 間欠噴霧 / 1日)
シングルライン



タンク容量	1.7 L
平均噴霧量	シングル 30 ml/h ダブル 60 ml/h
ミスト範囲	約 10 畳

サイズ 240*120*121(mm)/653g

品番	JAN	カラー	本体価格(税別)
KA030-WH	4525238522989	○ ホワイト	¥4,980
KA030-NV	4525238522996	● ネイビー	

発注単位: 2 個

※AIR GUARD PREMIERは別途お買い求めください。

■ Nano Mist Sprayer+ AIR GUARD PREMIER 100PPM(100ml) セット



- 付属のAIR GUARD PREMIER 100PPMを注入し、超微粒子ミストとして噴霧します。
- コンパクトで軽量設計の為、いつでもどこでも持ち運べます。



タンク容量	20 ml
平均噴霧量	1.4 ml/m

商品サイズ 100*30*30(mm)/ 67g

品番	JAN	カラー	本体価格(税別)
AGR-02WH	4525238522965	○ ホワイト	¥1,980

発注単位: 5 個

衛生用品

■ 除菌アルコールウェットティッシュ

幅広い用途に利用可能な除菌アルコールウェットティッシュです。



ティッシュサイズ: 180 × 130mm



品番	JAN	入数	本体価格(税別)
KA-011-80	4525238522484	80 枚入り	¥398

発注単位: 24 個

■ スマートフォンクリーナー

- 液晶ディスプレイなどに最適なアルコール除菌クリーナーです。
- 個別包装でウェットペーパーとドライペーパーのセットが20包みが一箱になっています。



品番	JAN	入数	本体価格(税別)
KA010-20	4525238522552	20 包入	¥380

発注単位: 50 個

■ デジタル酸素飽和度メーター

●日頃の健康管理・健康維持の目安にご活用ください。

家庭用


Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



●約20秒で測定/単四電池二本で駆動

【使用の注意事項】

※本製品は日常の健康管理及び運動管理の目的で酸素濃度の管理もできるウェルネス機器ですが、医療用 日本製 パルスオキシメーター のものではありません。
※本製品は医療機器ではありません。

※上記3機種とも外観以外の性能はほぼ同一となっております。

	品 番	J A N	カ ラ ー	本体価格 (税別)
Aタイプ	RS-E1440	4582548297846	○ ホワイト	¥ 2,980
Bタイプ	PO-001-BK	4525238523306	● ブラック	
Cタイプ	PO-002	0739802462364	○ ホワイト	


発注単位: 各タイプ 5 個

新型コロナウイルス検査キット

■ (研究用) 中和抗体検査キット 一回分

●中和抗体(RBD)の一定量以上の有無を検査するキットです。

約15分
で結果が
わかる



1 検体を採血・抽出する

指先から血液を採血し、テストプレートに滴下する。




2 抽出液をテストプレートに滴下

テストプレートに抽出液を滴下して、15分待つ。
※20分以降は無効となります。



3 反応を確認する

陽性の場合に中和抗体 (RBD) が検出レベルを上回った事を示しています。



■ (研究用) 抗原検査キット 一回分

●新型コロナウイルス抗原の有無を判定します。

約15分
で結果が
わかる



1 検体を採取・抽出する

唾液を採取カップに採取し、専用試薬に混ぜて抽出液を作成する。




2 抽出液をテストプレートに滴下

テストプレートに抽出液を滴下して、15分待つ。
※20分以降は無効となります。



3 反応を確認する

陽性の場合にコロナウイルス抗原が存在します。他の診断情報取得してください。



品 番	J A N	本体価格 (税別)
CVKIT04-NAR	4595121063035	¥ 2,280

発注単位: 10 個

品 番	J A N	本体価格 (税別)
CVKIT03-SV	4595121063028	¥ 1,980

発注単位: 10 個


本キットは、医薬品ではありません。研究用試薬となります。

ヒトや環境に優しい安全な消毒除菌用品、非接触、非対面による検温、サービス提供者のリスクを軽減し、より良いサービスを提供することで社会に貢献できる提案をしていきます。



「製品についてのお問い合わせ、
ご購入は正規販売代理店まで」

【正規販売代理店】



販売元：
ウイルコム株式会社

〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦 1-1-1
横浜金沢ハイテクセンタービル 16F

[URL] <http://www.willcom-co.com>
[MAIL] contact@willcom-co.com